

## ののじ ペリオドンタルトリプルブラシに鉛筆持ちで小刻みに動かしやすい レーベン限定[ペングリップタイプ]が新登場!



株式会社レーベン

<https://www.yokohama-city.co.jp>

細かなケアで爽快歯ブラシ 2024年9月26日(木) 発売開始

<https://www.yokohama-mirai.jp>

株式会社レーベン(所在地:神奈川県横浜市、代表取締役:高部 篤)の子どもや高齢者も握りやすく操作しやすい指かけグリップタイプの“ののじ ペリオドンタルトリプルブラシ”は、独自開発の3束のポイントブラシが歯間や歯周ポケットへ効率よくアプローチし、超極細の毛先が隙間に入りやすくきめ細かな集中ケアが可能です。

ブラシヘッド交換タイプのため無駄なく新しい状態を保て、いつも整った毛先のブラシで正しいケアができ、ブラッシング後にスッキリとした爽快感を得られます。



その爽快感は SNS やレビューなどで「歯茎にも届きやすく、よく汚れが取れてスッキリした」「歯並びがあまり良くない自分の歯にも磨き残さず気持ちいい。自分の理想に合ってる歯ブラシ」「毛先が細く、磨きにくい奥歯や歯の隙間に入る感じが心地良く、すぐに気に入りました」「新しいブラシヘッドに交換して、爽快感の違いに驚きました。ブラシの状態でこんなに違うんですね。」などの声を多数いただいております。



そのような“ののじ ペリオドンタルトリプルブラシ”のブラシ機能はそのままに、「鉛筆持ちで使ってみたい」というお客様からのご要望にお応えして、ペングリップデザインの“レーベン限定[ペングリップタイプ]ペリオドンタルトリプルブラシ”をレーベン公式オンラインショップ「横浜みらい by レーベン」にて9月26日(木)より新たなラインナップとして新発売いたします。また、はじめてトリプルブラシヘッドを使う方のお試し用としてもおすすめです。

“レーベン限定[ペングリップタイプ]ペリオドンタルトリプルブラシ”新登場



LEBEN  
ペングリップタイプ  
ペリオドンタルトリプルブラシ

超極細毛先の  
ブラッシングで  
爽快歯ブラシ



3つのポイントブラシが  
歯と歯の間に入る。

“レーベン限定 [ペングリップタイプ] ペリオドンタルトリプルブラシ”は、ペングリップデザインのグリップ1本と交換用トリプルブラシ4本が付属されています。



セット内容：グリップ1本  
交換用トリプルブラシ4本  
グリップカラー：クリアオリーブ  
価格：1,320円（税込）

●ペングリップデザインとは

歯ブラシの時に、力の入れすぎで歯肉を傷つけない握り方「ペングリップ（鉛筆持ち）」が推奨されています。



“レーベン限定 [ペングリップタイプ] ペリオドンタルトリプルブラシ”は、ペングリップ（鉛筆持ち）に特化したグリップデザインの歯ブラシです。

グリップの断面はなめらかな八角形の形状。八角形の面に指を添えるだけでブラシの向きを把握しやすく、ネックのくびれを軽く握るだけで安定する「ペングリップ」に最適な形状のため、グリップの操作性が向上。軽く握りやすい角度に「ブラシヘッド」を「グリップ」にセットして、よりきめ細かなブラッシングが可能です。

軽い力で小刻みに動かすソフトなブラッシングで丁寧に磨きたい方におすすめのペングリップタイプの歯ブラシです。



握りやすい角度にブラシヘッドをセット

### ●トリプルブラシとは<sup>※1</sup>


“のじペリオドンタルトリプルブラシ”は、PBT（ポリブチレンテレフタレート）製<sup>※2</sup>の極細ブラシ毛を①「先細毛先（長毛）」と②「フラット毛先（短毛）」の2種類の毛先（<sup>図1</sup>）で構成し、3つの独立した束に植毛したレーベン独自開発の「ブラシヘッド」です。

歯周ポケット・歯根に対して約45°の角度で「ブラシ」をあて、力を入れずにやさしくブラッシングすることで、②「フラット毛先（短毛）」が歯周ポケット入口周辺のケアと、入口に突きあたることで、①「先細毛先（長毛）」の超極細の先細のブラシ毛が奥に入り込み過ぎずに歯周ポケット内の歯垢（プラーク）をかき出し、<sup>（図2）</sup>ポケット内の歯肉への負担を最小限に抑えてやさしくケアします。


3つのブラシ束は「点で支え体圧を分散するマットレス」のように、圧力を3点に分散することで、負担のない適度なブラシ圧でプラークコントロールに威力を発揮します。

3箇所同時に歯間に入る効率よいブラッシングで、スッキリと爽快感を感じられます。<sup>（図3）</sup>

（図1）2種類の毛先構成




（図2）2種類の毛先の役割




※図の2種類の毛は同素材です。形状・長さを分かりやすくするために色を変えています。

(図3) トリプルポイントブラシ (三束) ブラシヘッド機能



トリプルポイントブラシ 歯間にスムーズアプローチ 超極細の毛先で隙間の汚れをかき出す

※1 「ブラシヘッド」は、「ペンダグリップタイプの“レーベン限定 [ペンダグリップタイプ] ペリオドンタルトリプルブラシ」と「指かけグリップタイプの“ののじペリオドンタルトリプルブラシ”」を共用してご使用いただけます。



※2 市販歯ブラシの毛の材質は一般的に「ナイロン」と「PBT(ポリブチレンテレフタレート)」の2種類です。  
細菌が繁殖しにくいとされる「ナイロン」に比べ、「PBT (ポリブチレンテレフタレート)」は、さらに吸水性が低く速乾性なため衛生面に優れています。  
また、「ナイロン」と「PBT (ポリブチレンテレフタレート)」を同じ磨き方でブラッシングすると、丈夫とされる「ナイロン」に比べ、「PBT (ポリブチレンテレフタレート)」は約4倍長持ちすると言われ、耐久性にも優れています。  
毛先がやわらかくコシがある特性の「PBT (ポリブチレンテレフタレート)」素材を採用することにより、「ペリオドンタルトリプルブラシ」の超極細の毛先は、歯周ポケット内や隙間の歯垢(プラーク)をやさしくかき出しやすいブラシに仕上がっています。  
また、店舗などで市販されている歯ブラシの多くは「ナイロン」製に対して、歯科医院専用歯ブラシの多くは「PBT (ポリブチレンテレフタレート)」で製造されています。

●環境に配慮したブラシ交換式。いつでも新品ブラシで爽快ケア。



**3. すべての人に健康と福祉を**

あらゆる年齢のすべての人の健康な生活を確保し、福祉を増進することです。



**7. エネルギーをみんなに、そしてクリーンに**

手ごろな価格で、信頼できる持続可能な現代的エネルギーをすべての人が利用できるようにすることです。



**12. つくる責任つかう責任**

持続可能な消費と生産のパターンを確保することです。

- ・「ペングリップタイプの“レーベン限定 [ペングリップタイプ] ペリオドンタルトリプルブラシ」と「指かけグリップタイプの“ののじペリオドンタルトリプルブラシ”」の2種類のグリップで、あらゆる年齢のプラークコントロールケアが可能です。
- ・ブラシヘッド交換タイプなので、プラスチックごみを大幅に削減します。
- ・本体ハンドルは繰り返しご使用いただけます。
- ・「ブラシヘッド」は、「ペングリップタイプの“レーベン限定 [ペングリップタイプ] ペリオドンタルトリプルブラシ」と「指かけグリップタイプの“ののじペリオドンタルトリプルブラシ”」を共用してご使用いただけます。ご家族で異なるタイプのグリップでも「交換用ブラシセット」で無駄なくお使いいただけます。
- ・「交換用ブラシセット」のパッケージは環境にやさしい白紙製箱・NO PRINT. 環境に配慮した 100%紙素材の無着色パッケージです。



「環境への配慮」  
無地パッケージの  
ペリオドンタル  
トリプルブラシ  
交換ブラシセット





## KANAGAWA SDGs PARTNER

神奈川県 | SDGs未来都市 私たち一人ひとりの行動が、未来につながる。



### ■かながわ SDGs パートナーについて



SDGs の取組を実施し、公表している企業、NPO、団体、大学（以下「企業・団体等」という）を「かながわ SDGs パートナー」として神奈川県（以下「本県」という）が登録する。本県と登録企業・団体等が連携し、またパートナー間の連携を本県が後押しすることで、本県内の SDGs に関する企業・団体等の取組を促進させることを目的とする。

（出典：神奈川県ホームページ）

<https://www.pref.kanagawa.jp/docs/bs5/sdgs/partner.html>

グリップがスティック形状のため、省スペースにコンパクトに収納できます。  
原料から製造まで全て日本製にこだわった安心・安全な歯ブラシです。



### 知的財産権

ペリオドンタルトリプルブラシ：商標登録第 6368812 号

レーベン限定 [ペングリップタイプ] ペリオドンタルトリプルブラシ：

特許登録第 6239795 号、意匠登録第 1559191 号、第 1560949 号

ののじ ペリオドンタルトリプルブラシ：

特許登録第 6239795 号、実用新案登録第 3201621 号、

意匠登録第 1551400 号、1559191 号、第 1560949 号

交換用トリプルブラシ：

特許登録第 6239795 号、実用新案登録第 3201621 号、意匠登録第 1559191 号、第 1560949 号

交換用ワンポイントブラシ：

特許登録第 6239795 号、意匠登録第 1559191 号、第 1560949 号、第 1567179 号

**New**

【ペンダグリップ】軽く細かな動き！鉛筆持ちで握りやすく使いやすい。

●レーベン限定【ペンダグリップタイプ】ペリオドンタルトリプルブラシ

【ペンダグリップ 1 本、交換用トリプルブラシ 4 本】

価格：1,320 円（税込）

カラー：クリアオリーブ

販売サイト：横浜みらい by レーベン

<https://www.yokohama-mirai.jp/view/item/000000000040>

寸法：ブラシセット時／約 2.1×19.7×1.8cm 約 20g

グリップ／約 1.4×13.9×1.1cm 約 17g

トリプルブラシ／約 1.2×7.3×1.8cm 約 3g

材質：グリップ／アクリル樹脂

ブラシ／柄：ポリプロピレン、毛：PBT（ポリブチレンテレフタレート）

耐熱温度：60℃

生産国：日本



【指かけグリップ】お子さまやご高齢の方も握りやすく使いやすい。

●ののじ ペリオドンタルトリプルブラシ

【指かけタイプグリップ 1 本、交換用トリプルブラシ 4 本】

価格：1,650 円（税込）

販売サイト：横浜みらい by レーベン

<https://www.yokohama-mirai.jp/view/item/000000000040>

寸法：ブラシセット時／約 4.0×19.8×2.5cm 約 30g

グリップ／約 4.0×14.0×1.7cm 約 27g

トリプルブラシ／約 1.2×7.3×1.8cm 約 3g

材質：グリップ／ABS 樹脂、オレフィン系熱可塑性エラストマー

ブラシ／柄：ポリプロピレン、毛：PBT（ポリブチレンテレフタレート）

耐熱温度：60℃

生産国：日本



## 【別売／交換用ブラシヘッド】

### ▼適切な歯ブラシ交換のタイミング

歯ブラシは、使用しているうちに毛先が広がり、ブラッシング効果が薄れ、歯垢を除去することが難しくなります。「ペリオドンタルトリプルブラシ」は、1週間程度を目安に「ブラシヘッド」の交換を推奨しています。

※「レーベン限定 [ベングリップタイプ] ペリオドンタルトリプルブラシ」と「ののじ ペリオドンタルトリプルブラシ」共用でご使用いただける「交換用ブラシヘッド」です。

### ●交換用トリプルブラシ 4 本×3 箱

価格：2,750 円（税込）

販売サイト：横浜みらい by レーベン


<https://www.yokohama-mirai.jp/view/item/000000000040>

寸法（1 本）：約 1.2×7.3×1.8cm 約 3g

材質：ブラシ／柄：ポリプロピレン、毛：PBT（ポリブチレンテレフタレート）

耐熱温度：60℃

生産国：日本



### ●交換用トリプルブラシ 4 本×2 箱、交換用ポイントブラシ 4 本×1 箱

価格：2,750 円（税込）

販売サイト：横浜みらい by レーベン

<https://www.yokohama-mirai.jp/view/item/000000000040>

寸法（1 個）：トリプルブラシ／約 1.2×7.3×1.8cm 約 3g

ポイントブラシ／約 1.2×7.3×1.8cm 約 2g

材質：ブラシ／柄：ポリプロピレン、毛：PBT（ポリブチレンテレフタレート）

生産国：日本

